

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Máscara protectora facial antisalpicaduras VP1-20


## Contenido por máscara

- 1x Diadema
- 1x Espuma
- 1x Pantalla
- 1x Goma tensora



### 1º Protecciones

Quitar las **laminas protectoras** de la pantalla por **ambos lados**.



### 2º Espuma

Colocar la **espuma adhesiva** por la parte interior de la diadema.



### 3º Montaje

Montar la **pantalla** introduciendo los resaltes de la diadema en los orificios realizados. Si es necesario, colocar también la **goma tensora** para una mayor sujeción.

